

P. R.




Mittel und Wege

Hauptkatalog 2011

 **etac**[®]
Mittel und Wege

Fresh Badewannenbrett

Fresh bietet ein schönes Design und ist dabei besonders rutschsicher.



Bis 150 kg belastbar!

Artikel

Fresh Badewannenbrett, 69 cm
Fresh Badewannenbrett, 74 cm

Art.-Nr.

8160 0014
8160 0024

Material

Polypropylen

Abmessungen

Länge/Breite/Höhe: 69 bzw. 74 cm/36-27-30 cm/4 cm

Einstellbereich der Sicherungsstopfen

69 cm: min. 36 cm/max. 63,6 cm
74 cm: min. 43,2 cm/max. 68,6 cm

Gewicht

69 cm: 2,1 kg
74 cm: 2,3 kg

HMV-Nr.

04.40.02.0013
04.40.02.0014

Design

A&E Design



Lösungsmittelfreies Reinigungsmittel mit einem PH-Wert von 6-9 oder mit einer 70%tigen Desinfektionslösung. Dekontamination bei max. 85°C.

Das besonders sichere Badewannenbrett

Fresh wurde vielfach für sein schönes Design und seinen hohen Gebrauchswert ausgezeichnet. Es hat eine einzigartige Form mit einem breiten Ende, das beim Einsteigen in die Badewanne Halt gibt, und einer schmaleren Mitte, die eine optimale Intimhygiene gewährleistet.

Fresh ermöglicht dem Anwender, bequem auf der Badewanne zu sitzen. Das Badewannenbrett bietet auch Platz für Seife oder Shampoo in bequemer Reichweite. Fresh gibt es in zwei Ausführungen mit 69 und 74 cm. Eine glatte Oberfläche erleichtert die Reinigung. Fresh wird aus recycelbarem Kunststoff hergestellt.



Fresh liegt stabil auf der Badewanne. Die Sicherungsstopfen mit rutschfesten Flächen stützen Fresh an der Innenseite der Badewanne optimal ab.



Erleichterter Einstieg

Das verbreiterte Ende macht das Einsteigen in die Badewanne einfach und sicher. Der serienmäßige Handgriff ist gut zu greifen.



reddot



Rufus Duschstuhl

Der Duschstuhl Rufus mit Rückenlehne und Armlehnen eignet sich zum Sitzen in der Dusche oder im Badezimmer.

Der Stuhl ist faltbar und kann leicht transportiert und gelagert werden, wenn er nicht benötigt wird. Die Sitzfläche kann nach vorne geklappt werden, was für knie- und hüftsteife Personen vorteilhaft ist.

Die Sitzhöhe kann von 45–60 cm eingestellt werden.



Artikel

Rufus Duschstuhl, faltbar

Art.-Nr.

8120 8012

Material

Gestell aus Stahlrohr, pulverbeschichtet; Polypropylen (Sitz)

Abmessungen

Höhe/Breite/Tiefe/Tiefe (gefaltet): 78–93/58/44,5–47 cm/(12 cm)

Sitzhöhe/Sitzfläche: 45–60 cm/41 x 40 cm

Armlehnenhöhe/Breite zwischen den Armlehnen: 18 cm/52 cm

Gewicht

6,5 kg

Design

A&E Design

HMV-Nr.

04.40.03.2008



Lösungsmittelfreies Reinigungsmittel mit einem PH-Wert von 6–9 oder mit einer 70%tigen Desinfektionslösung. Dekontamination bei max. 85°C.

Rufus Duschklapsitz

Der wandmontierte Duschklapsitz mit Hygieneausschnitt ist die richtige Wahl, wenn er zwar stets zur Verfügung stehen, aber hochklappbar sein soll.

Er verfügt über eine sichere Bauweise, die bei seitlichen Bewegungen Stabilität gibt. Weggeklappt nimmt er nur sehr wenig Platz ein. Die Beine sind mit Ausgleichsschrauben versehen, sodass die Länge an Bodenunebenheiten angepasst werden kann.



Artikel

Rufus Duschklapsitz, für Wandmontage

Art.-Nr.

8120 7011

Material

Gestell aus Stahlrohr, pulverbeschichtet; Polypropylen (Sitz)

Abmessungen

Höhe/Breite/Tiefe/Tiefe (hochgeklappt): 50/51/49 cm/(9 cm)

Sitzfläche: 41 x 40 cm

Gewicht

4,5 kg

Design

A&E Design

HMV-Nr.

04.40.03.0015




Lösungsmittelfreies Reinigungsmittel mit einem PH-Wert von 6–9 oder mit einer 70%tigen Desinfektionslösung. Dekontamination bei max. 85°C.


Butler Knöpfhilfe

Alltagshelfer


Butler erleichtert das Zuknöpfen von Kleidungsstücken, was sich mit eingeschränkter Fingerfertigkeit oft schwierig gestaltet.



1. Die Metallöse der Butler Knöpfhilfe von außen durch die Knopfloch stecken. Den Knopf in der Öse verankern.



2. Die Öse samt Knopf durch das Loch zurückziehen, sodass sich dieser im Knopfloch verankert. Das Kleidungsstück festhalten, um die notwendige Spannung zu erzeugen.



3. Nach dem Verschließen des Kleidungsstückes den Knopf von der Metallöse befreien. Fertig!

Artikel
Butler Knopfschließer

Art.-Nr.
8060 2004

Gewicht
18 g

Länge
22 cm

Design
HM Center

HMV-Nr.
02.40.01.1003

Aktiv Greifzangen

Schnell mal ein kurzer Griff – für Menschen mit eingeschränkter Hand- und Armfunktion ist das praktisch unmöglich.



Greifzangen erleichtern das Heranholen und Weglegen von Gegenständen fast jeder Art. Alle Greifzangen sind darüber hinaus mit einem Magneten im Griff ausgestattet, um metallische Gegenstände einfach aufnehmen zu können.

Aktiv Greifzange

Der gewinkelte Handgriff lässt sich vielseitig anfassen und gewährleistet, dass die Restkraft optimal ausgenutzt wird. Die Zeigefingerstütze am Griff erhöht die Präzision beim Aufnehmen der Gegenstände. Die gesamte Greiffläche ist mit rutschfestem Gummi beschichtet und sorgt für sicheren Halt bei geringem Kraftaufwand. Eine besondere Vorrichtung ermöglicht die horizontale und vertikale Verwendung der Greifklaue, sodass der Arm nicht verdreht werden muss. Die Zange ist in den Längen 45 und 70 cm erhältlich.



Artikel

Aktiv Greifzange, 45 cm, 111 g
Aktiv Greifzange, 70 cm, 128 g

Art.-Nr.

8050 5004
8050 5003

Material

Handgriff, Tangente und Greifklaue aus einer Polykarbonat-ABS-Kombination/Rohr aus Aluminium

Maximales Hebevermögen

2 kg

Design

Ergnomi Design Gruppen

HMV-Nr.

Aktiv Greifzange, 45 cm, 111 g 02.40.04.1033
Aktiv Greifzange, 70 cm, 128 g 02.40.04.1034

Aktiv, 70 cm



Aktiv, 45 cm

